

Lampe halogène ::: SAF-330

Support et poteau inclus (SAF-052) pour arrimé à la chaise patient (SAF-102)

Caractéristiques

Lumière halogène médicale
Positionnement à une main facile grâce au col de cygne de 30"(76cm)
Faisceau étroit de lumière concentrée
Dispersion de chaleur à 60% vers l'arrière de la lampe
Réflecteur à chambre double, focus non ajustable
Verre de protection en cas d'éclatement de l'ampoule

Spécifications

Poids : 3.5 lbs (1.6 kg)
Température de couleur : 3000 degrés Kelvin
Surface d'illumination : 2.5" (6cm) diamètre à 24" (61 cm)
Intensité : 1100 chandelles
Transformateur bas voltage : 12 volts
Ampoule : JC 12 volts 20 watts

Options

Coffret de transport : 18" x 13" x 5.75" (46 x 33 x 15 cm)(SAF-CASE1)
220 volts / 50Hz (SAF-330-220)
Ampoule de remplacement, 1000 hrs environ (SAF-330B)
Lampe seulement



Un an de garantie sur défauts de fabrication