

## Tabouret docteur ::: SAF-203

### Caractéristiques

- Raccord rapide pour dossier
- Siège ergonomique recouvert de Naugahyde
- Ajustement en hauteur par cylindre pneumatique
- Dossier ajustable en hauteur & profondeur
- Démontage facile grâce à des raccords rapides
- Se glisse facilement dans un sac de transport compact
- Base à cinq roues doubles pour un déplacement facile et stable

### Spécifications

- Ajustement du siège : 42 à 54 cm (16 ½" à 21")
- Dimension du siège : 17 x 15" (43.18 x 38.1 cm)
- Ajustement du dossier (hauteur) : 1.5" (3.8 cm)
- Ajustement du dossier (profondeur) : 2.5" (6.35 cm)
- Dimension du dossier : 15 x 6" (38.1 x 15.24 cm)
- Poids : 7.2 kg (15.9 lbs)
- Dimension désassemblé : 51 x 51 x 18 cm (20" x 20" x 7")
- Couleur : Noir
- Matériel : Acier et nylon

### Options

- Sac de transport (SAF-BAG2)
- Sans dossier (SAF-203W) (Enlevez)



**Un an de garantie sur défauts de fabrication**