

## Lampe à polymériser O-Star dentaire sans fil ... SAF-800-Plus

### Caractéristiques

Intelligente & puissante, elle fait une grande différence  
7 modes pour répondre pleinement à une variété de besoins cliniques  
Faisceau uniforme, forte pénétrabilité  
Moins de perte de lumière  
Intensité de la lumière jusqu'à 3000 mW/cm<sup>2</sup>.  
Couleur : Noir

### Specifications

Taille de l'unité principale : 23mm×23mm×204mm  
Poids net de l'unité principale : 108g  
Parties de l'équipement utilisées : Haut de l'unité principale, lentille de polymérisation ponctuelle  
Cycle d'utilisation de l'équipement : 20 Sec on/20 Sec off

