



Équipement dentaire portable et mobile
Portable mobile dental equipment

Support mobile ... SAF-K2-STAND

Caractéristiques

L'appareil tourne à 360 degrés et pivote de haut en bas.

Au niveau de la base, les roues peuvent être barrées.

S'utilise comme un appareil rayon x mural.

Peut-être démonté facilement pour le transport au besoin



WWW.SAFARIDENTAL.COM

1 800 567.0013 | 94-D Boul. des Entreprises, Boisbriand, Qc J7G 2T3 | info@safaridental.com