

## SAF-3000

### Batterie

- Cycle de recharge : 1,5 à 2 heures
- Autonomie de 300 photos avec une charge

### Léger & Compact

- Une taille plus compacte
- Pèse seulement 4 livres

### Sécurité des radiations

- Rayonnement inférieur à la limite détectable (0,06 mR/h)
- Rayonnement 2,5 mR/hr
- Le rayonnement de fuite est inférieur à la limite fixée par la FDA (25 mR/h)

### Autres

- Détecteur : film/ capteur numérique
- Contrôleur à distance (télécommande)

