

Fauteuil patient compact ::: SAF-103-01

Caractéristiques

Construction en aluminium solide
Assemblage rapide sans outil
Testé pour supporter 182 kg (400 lb)
Ajustement en hauteur de 51 à 67 cm (20" à 27")
Support pour pieds ajustable 90° à 170°
Tête ajustable et amovible
Dossier complètement ajustable de 100° à 170°
Support pour avant-bras, pleine grandeur et rétractable
Entrée patient par les côtés ou par l'avant
Recouvrement en Naugahyde
Entretien et asepsie facile

Spécifications

Poids : 13,6 kg (30 lb)
Dimension complètement ouverte : 180 x 55 cm (71" x 21.5")
Dimension désassemblée : 20 x 54 x 51 cm (8" x 21.5" x 20")
Couleur de recouvrement : noir
Couleur de cadre : étincelle argentée


Options

Sac de transport (SAF-BAG1)
Cylindre pneumatique (SAF-PNEUMATIC)
Tête articulée (SAF-HEADREST)
Coffret de transport pour accessoires (SAF-CASE1)



Ensemble accommodation

Inclus : SAF-103(Fauteuil patient)
SAF-112(Plateau instruments)
SAF-052(Support & poteau)




Ensemble illumination

Inclus : SAF-103(Fauteuil patient)
SAF-302-01(Lampe DEL)
SAF-052(Support & poteau)



Ensemble suprême

Inclus : SAF-103(Fauteuil patient)
SAF-302-01(Lampe DEL)
SAF-112(Plateau à instruments)
SAF-052(Support & poteau)



Un an de garantie sur défauts de fabrication