

Explorer ::: SAF-500-M4

Caractéristiques

- Coffret rigide avec poignée pour un déplacement aisé
- Connexion «Midwest» 4 trous pour utiliser une pièce à main basse vitesse (sec)
- Connexion «Midwest» 4 trous pour utiliser une pièce à main haute vitesse (humide)
- Contrôle de la pièce à main grâce à un commutateur au pied de type rhéostat
- Seringue air/eau avec embout à remplacement rapide
- Succion de type « Venturi » avec pompe à salive et tubulure de 7' (voir les options)
- Toutes les tubulures sont faciles à nettoyer, et les instruments vont à l'autoclave
- 4 supports à instruments intégrés
- Système de livraison d'eau propre avec réservoir de 1L
- Réservoir à déchet de 1L
- Raccord rapide d'eau pour l'utilisation d'un Cavitron ou autres auxiliaires
- Tubulure de 10' avec raccord rapide pour brancher a un compresseur

Spécifications

- Poids : 10 lbs (4.5 kg)
- Dimensions : 18" x 6" x 13" (46 x 15 x 33 cm)



Options

Changement de la pompe à salive et sa tubulure pour une pièce à main « ÉHV » et tubulure

0 \$

Un an de garantie sur défauts de fabrication