


Jet de Bicarbonate, Pièce à main ... SAF-871

Caractéristiques

- Moderne, compact, facile à utiliser
- Nouvelle génération de jets de bicarbonate
- Optimisation des performances de la procédure
- Contenant de bicarbonate facile d'accès
- Fonctionne avec un système pneumatique
- Pointe autoclavable
- Mélange l'air, l'eau et le bicarbonate à une petite distance
- Couvercle transparent, situé sur le dessus
- Permet de vérifier la quantité dans le réservoir
- Résiste à l'oxydation
- S'installe partout
- Facile à nettoyer et désinfecter
- Permet un travail précis et une meilleure sensibilité
- Permet une stérilisation sécuritaire, évitant la contamination
- Ergonomique, avec une excellente manipulation
- Utilisant une seule pédale de contrôle
- Fabriqué de métal léger

Spécifications

- Connexion : Standard Midwest
- Pièce à main : Aluminium anodisé
- Température d'utilisation : +10°C à +35°C
- Température d'utilisation recommandée : +21°C à +26°C
- Humidité relative d'utilisation : 30% à 75% (non condensée)
- Pression d'air d'utilisation : 30 à 40 PSI (ajusté sur l'équipement)
- Pression d'eau d'utilisation : 20 à 40 PSI (ajusté sur l'équipement)
- Opération : Pédale de l'équipement
- Mode d'opération : Continu
- Poids vide : 0.145 kg
- Poids plein : 0.289 kg



One-year warranty on manufacturing defect