

## Service Pack ::: SAF-470

### Caractéristiques

Boîtier résistant aux chocs avec poignée confortable et courroie d'épaule  
Réservoir d'eau propre de 500ml avec régulateur de pression  
External water Q.D. For auxiliaries such as Cavitron  
Collecteur de déchets 500ml  
2 supports à instruments  
Seringue à 3 voies avec embout à changement rapide  
Valve de succion de luxe  
Tube aseptique et instrument autoclavable  
Moteur sans huile et sans maintenance  
Interrupteur marche / arrêt au pied

### Spécifications

Poids : 22,5 lbs (10.1 kg)  
Niveau de bruit : 54 Db  
110 Volts / 60 Hz  
Dimensions : 16,4" x 8.7" x 13,15" (46 x 21 x 33 cm)  
Pompe à succion : 1,3 CFM (36 L/min)  
Compresseur : ,65 CFM (16 L/min)

### Options

Stainless steel tray on post



**Un an de garantie sur défauts de fabrication**