

## ULC ... SAF-531

### Unité dentaire autonome

#### Caractéristiques

- 3 connexion automatique «Midwest» 4 trous
- Contrôle des pièces à main au pied de type rhéostat
- Seringue air/eau avec embout indexé
- Valve de succion haut volume Deluxe avec tubulures
- Valve de succion pompe à salive Deluxe avec tubulures
- Tubulures faciles à nettoyer, et instruments stérilisables
- 7 supports à instruments à hauteur adéquate de travail
- Système de livraison d'eau avec réservoirs de 1L facile d'accès
- Réservoir à déchet de 2L avec protection de trop plein
- Prise électrique double « Grade hôpital » pour vos accessoires
- Raccord rapide d'eau pour utilisation d'un Cavitron ou autres
- Compresseurs et pompe à succion sans huile, sans maintenance
- Réservoir d'air en acier inoxydable donnant un air plus sec et propre
- Commutateur marche/arrêt de la pompe à succion au pied
- 4 roues avec verrous pour un déplacement aisé

#### Spécifications

- Poids : ± 95 lbs | ± 43 kilo
- Niveau sonore : ± 56 Db @ 1 mètre
- Voltage : 110 Volts / 60 Hz
- Dimensions : 17.5" x 11" x 30.5" | 43.15 x 28 x 76.25 cm
- Pompe à succion : 5.5 CFM (155.5 L/min)
- Compresseurs : 2.64 CFM
- Pression maximale : 80 PSI (5.52 Bar)

#### Options

- Amalgame séparateur
- Bras articulés pour assistante avec 2<sup>em</sup> seringue
- <sup>1</sup>Succions en version automatique
- Fibre optique intégré (chaque)
- Détartreur ultrasonique (piezo) intégré
- Couleur personnalisé (plus de 75 couleurs)



**Un an de garantie sur défauts de fabrication**

<sup>1</sup> non compatible avec les bras articulés pour assistante