

Lampe à polymériser dentaire sans fil ... SAF-800-Plus

Caractéristiques

Cure 2mm résine en une seconde

Intensité lumineuse jusqu'à 2300mw / cm²

Puissance de sortie constante, né pour la restauration

Tête rotative à 360 degrés, étendre la possibilité

1 seconde pour durcir, conception ergonomique plus rapide que jamais, optimisez l'utilisation de la poignée

Donnée de base

Batterie: 3.7V

Puissance absorbée: AC100V-240

Couleur : blanche

Specifications

LED 5W haute puissance à lumière bleue

Intensité lumineuse: 1000 mW / cm² ~ 2500mW / cm²

Longueur d'onde: 385nm-515nm

Tension et capacité de la batterie: 3.7V / 1400mAh

Poids net: 278g.

Dimensions: 25 mm × 25 mm × 240 mm.

