

ULC ... SAF-531

Unité dentaire autonome

Caractéristiques


3 connexion automatique «Midwest» 4 trous
Contrôle des pièces à main au pied de type rhéostat
Seringue air/eau avec embout indexé
Valve de succion haut volume Deluxe avec tubulures
Valve de succion pompe à salive Deluxe avec tubulures
Tubulures faciles à nettoyer, et instruments stérilisables
7 supports à instruments à hauteur adéquate de travail
Système de livraison d'eau avec réservoirs de 1L facile d'accès
Réservoir à déchet de 2L avec protection de trop plein
Prise électrique double « Grade hôpital » pour vos accessoires
Raccord rapide d'eau pour utilisation d'un Cavitrone ou autres
Compresseurs et pompe à succion sans huile, sans maintenance
Réservoir d'air en acier inoxydable donnant un air plus sec et propre
Commutateur marche/arrêt de la pompe à succion au pied
4 roues avec verrous pour un déplacement aisé

Spécifications

Poids : ± 95 lbs | ± 43 kilo
Niveau sonore : ± 56 Db @ 1 mètre
Voltage : 110 Volts / 60 Hz
Dimensions : 17.5" x 11" x 30.5" | 43.15 x 28 x 76.25 cm
Pompe à succion : 5.5 CFM (155.5 L/min)
Compresseurs : 2.64 CFM
Pression maximale : 80 PSI (5.52 Bar)

Options

Amalgame séparateur
Bras articulés pour assistante avec 2^{em} seringue
1^{er} Succions en version automatique
Fibre optique intégré (chaque)
Détartreur ultrasonique (piezo) intégré
Couleur personnalisé (plus de 75 couleurs)



Un an de garantie sur défauts de fabrication

¹ non compatible avec les bras articulés pour assistante