

Expédition XP ... SAF-430-3XP

Unité dentaire silencieux avec succion extra puissante !

Caractéristiques

Coffret robuste en aluminium soudé au « TIG »
Poignée arrière à bascule & 2 roues de 8" pour un déplacement aisé
Connexion «Midwest» 4 trous pour utiliser une pièce à main basse vitesse
Connexion «Midwest» 4 trous pour utiliser une pièce à main haute vitesse
Contrôle des pièces à main grâce à un commutateur au pied de type rhéostat
Seringue air/eau avec embout à remplacement rapide
Pièce à main « ÉHV » avec tubulure
Pièce à main de type « pompe à salive » avec tubulure
Toutes les tubulures sont faciles à nettoyer, et les instruments stérilisables
Supports à instruments démontable et à hauteur de travail adéquate
Système de livraison d'eau propre avec réservoir de 1L
Réservoir à déchet de 2L avec protection de trop plein
Prise électrique double « Grade hôpital » pour vos accessoires
Raccord rapide d'eau et d'air pour l'utilisation d'un Cavitron ou autres auxiliaires
Compresseurs sans huile, sans maintenance
Réservoir d'air en acier inoxydable permettant un air plus sec
Pompe à succion sans huile, sans maintenance
Commutateur marche/arrêt de la pompe à succion au pied

Spécifications

Poids : 70.4 lbs (32 kg)
Niveau sonore : 44 Db @ 1 mètre
Voltage : 110 Volts / 60 Hz
Dimensions : 30 x 59 x 36 cm (12" x 23" x 14")
Compresseurs : 2.3 CFM (65 L/min)
Pompe à succion : 4.6 CFM (127.4 L/min)
Pression : 80 PSI (5.52 Bar)

Options

Seulement 1 contrôle et tubulure de pièces à main basse vitesse (sec)(SAF-430-2XP)
Amalgame séparateur
Plateau avec 4 supports à instruments de luxe (SAF-432)
Plateau avec 2 bras (12") articulés et 4 supports à instruments de luxe (SAF-433)
Support à instrument de luxe additionnel pour SAF-432 ou SAF-433 (H-1075G)
Pièce à main, moteur basse vitesse, contre angle, prophylaxie, ...
Unité en version 220 Volts / 50 Hz



Un an de garantie sur défauts de fabrication