

Unité d'hygiène ::: SAF-430-2

L'unité d'hygiène dentaire la plus efficace à bas prix !

Caractéristiques

La pompe à succion et les compresseurs fonctionnent indépendamment
Coffret robuste en aluminium soudé au « TIG »
Poignée arrière à bascule & 2 roues de 8" pour un déplacement aisé
Prise électrique double « Grade hôpital » pour vos accessoires
Raccord rapide d'eau pour l'utilisation d'un Cavitron ou autres auxiliaires
Toutes les tubulures sont faciles à nettoyer, et les instruments stérilisables

Contrôle de la pièce à main grâce à un commutateur au pied de type rhéostat
Commutateur marche/arrêt de la pompe à succion au pied
Connexion «Midwest» 4 trous pour utiliser une pièce à main basse vitesse(sec)
Pompe à salive avec tubulure (voir les options)
Seringue air/eau avec embout à remplacement rapide

Compresseurs sans huile, sans maintenance
Pompe à succion sans huile, sans maintenance
Supports à instruments démontable et à hauteur de travail adéquate
Système de livraison d'eau propre avec réservoir de 1L
Réservoir à déchet de 2L avec protection de trop plein

Spécifications

Poids : 28.12 kg (62 lbs)
Niveau sonore : 44 Db @ 1 mètre
Voltage : 110 Volts / 60 Hz
Dimensions : 30 x 59 x 36 cm (12" x 23" x 14")
Compresseurs : 2.3 CFM (65 L/min)
Pompe à succion : 2.6 CFM (73.6 L/min)
Pression : 80 PSI (5.52 Bar)

Options

Plateau avec 4 supports à instruments de luxe (SAF-432)
Plateau avec 2 bras (12") articulés et 4 supports à instruments de luxe (SAF-433)
Support à instrument de luxe additionnel pour SAF-432 ou SAF-433 (H-1075G)
Pièce à main, moteur basse vitesse, contre angle, prophylaxie, ...
Addition de la pièce à main « ÉHV » , sa tubulure et la connexion extérieur
Unité en version 220 Volts / 50 Hz



Un an de garantie sur défauts de fabrication