

Expédition ... SAF-430-3

Le plus silencieux unité dentaire sur le marché

Caractéristiques

Coffret robuste en aluminium soudé au « TIG »
Poignée arrière à bascule & 2 roues de 8" pour un déplacement aisé
Connexion «Midwest» 4 trous pour utiliser une pièce à main haute vitesse(wet)
Connexion «Midwest» 4 trous pour utiliser une pièce à main basse vitesse(sec)
Contrôle de la pièce à main grâce à un commutateur au pied de type rhéostat
Seringue air/eau avec embout à remplacement rapide
Pièce à main « ÉHV » avec adaptateur de pompe à salive (voir les options)
Toutes les tubulures sont faciles à nettoyer, et les instruments stérilises cables
Supports à instruments démontable et à hauteur de travail adéquate
Système de livraison d'eau propre avec réservoir de 1L
Réservoir à déchet de 2L avec protection de trop plein
Prise électrique double « Grade hôpital » pour vos accessoires
Raccord rapide d'eau et d'air pour l'utilisation d'un Cavitrone ou autres auxiliaires
Compresseurs sans huile, sans maintenance
Réservoir d'air en acier inoxydable permettant un air plus sec
Pompe à succion sans huile, sans maintenance
Commutateur marche/arrêt de la pompe à succion au pied

Spécifications

Poids : 28.5 kg (62.8 lbs)
Niveau sonore : 44 Db @ 1 mètre
Voltage : 110 Volts / 60 Hz
Dimensions : 30 x 59 x 36 cm (12" x 23" x 14")
Compresseurs : 2.3 CFM (65 L/min)
Pompe à succion : 2.6 CFM (73.6 L/min)
Pression : 80 PSI (5.52 Bar)

Options

Plateau avec 6 supports à instruments de luxe (SAF-432)
Plateau avec 2 bras (12") articulés et 6 supports à instruments de luxe (SAF-433)
Amalgam separator
Support à instrument de luxe additionnel pour SAF-432 ou SAF-433 (H-1075G)
Pièce à main, moteur basse vitesse, contre angle, prophylaxie, ...
Changement de la pièce à main « ÉHV » pour une pompe à salive et sa tubulure
Unité en version 220 Volts / 50 Hz



Un an de garantie sur défauts de fabrication

WWW.SAFARIDENTAL.COM

1 800 567.0013 | 94-D Boul. des Entreprises, Boisbriand, Qc J7G 2T3 | info@safaridental.com