

## SAF-COCOON F

### Conception Ergonomique

- Gâchette d'exposition de la poignée du pistolet
- Une interface intuitive
- Boîtier à revêtement UV facile à nettoyer
- Facile et pratique à utiliser

### Léger & Compact

- Pesant moins de 5 livres, le COCOON peut être facile à emporter
- Prend des radiographies deux fois plus vite, ce qui réduit le temps d'utilisation

### Batterie

- Le socle fournit une plateforme de chargement pratique et immédiate
- La batterie a un cycle de vie prenant seulement 1h pour être complètement chargée
- Haute capacité d'autonomie de plus de 500 photos avec une charge
- Fonction AUTO SHOW-DOWN contrôle la consommation d'énergie

### Radioprotection avancée

- En Interne : l'enveloppement multiple des fils garantit l'absence de fuite de rayonnement
- Extérieurement : le bouclier anti-retour assure la sécurité contre les doses de radiation
- Sécurité de la gâchette et verrouillage de l'écran, empêche toute exposition involontaire

### Positionnement stable : Visez la lumière

- Le plateau rotatif permet de positionner efficacement les rayons X et la lampe de visée est utilisée pour localiser avec précision la zone radiographiée

