

Lampe DEL avec capteur ... SAF-302-01

Support et poteau inclus (SAF-052) pour arrimer à la chaise patient (SAF-102)

Caractéristiques

- Éclairage à réflexion, 4 DEL à haute puissance
- Intensité lumineuse jusqu'à 32.000 LUX (Lumière du jour)
- Utilisation des commandes en mains-libres grâce au capteur
- Plusieurs niveaux de luminosité
- Fournit une visibilité profonde de la cavité orale
- Éclairage sans éblouissement pour le confort du patient
- À haut rendement et faible consommation d'énergie
- Aucun ventilateur requis
- Boîtier complètement hermétique et hygiénique

Spécifications

- Poids : ± 1 kg (lampe seulement)
- Capteur : Marche / Arrêt / Composite (en réduisant l'intensité lumineuse)
- Durée de vie des DEL : 50.000 heures (en moyenne)
- Sources de lumière : 4x 3W LED (de marque Cree)
- Consommation électrique : 15 Watts
- Température de couleur : 6000K
- Intensité lumineuse : 8000-30 000 Lux (réglable)
- Zone d'éclairage : 75 x 170mm à 70cm
- 110 volts / 60 Hz

Options

- Coffret de transport en aluminium : 18x13x5.75" (46x33x15 cm) (SAF-CASE1)
- 220 volts / 50Hz
- Lampe seulement



Un an de garantie sur défauts de fabrication (à l'exception des LED)