

## Lampe DEL avec capteur sur base mobile ::: SAF-302-01M

### Caractéristiques

Base mobile de 21" avec 5 roues doubles pour une plus grande fluidité  
Éclairage à réflexion, 4 DEL à haute puissance, provient des États-Unis.  
Intensité lumineuse jusqu'à 32.000 LUX (Lumière du jour)  
Utilisation des commandes en mains-libres grâce au capteur  
Plusieurs niveaux de luminosité  
Fournit une visibilité profonde de la cavité orale  
Éclairage sans éblouissement pour le confort du patient  
À haut rendement et faible consommation d'énergie  
Aucun ventilateur requis  
Les poignées peuvent se retirer pour être stérilisées à l'autoclave  
Boîtier complètement hermétique et hygiénique

### Spécifications

Capteur : Marche / Arrêt / Composite (en réduisant l'intensité lumineuse)  
Durée de vie des DEL : 20.000 heures (en moyenne)  
Sources de lumière : 4 DEL  
Consommation électrique : 15 Watts  
Température de couleur : 5500K - 6000K  
Intensité lumineuse : 9000-32 000 Lux (réglable)  
Zone d'éclairage : 80 x 160mm à 70cm | 3" 1/8 x 6" 1/4 à 27"  
110 volts / 60 Hz

### Options

Plateau ajustable avec 2 bras de 8"  
Coffret de transport en aluminium (SAF-110C)  
Sac de transport pour la base et les tiges verticales (SAF-bag 2)



**Un an de garantie sur défauts de fabrication**